


Dokazana varna vezava polne krvi

Povzetek vpojne zmogljivosti oblog curea P1 in curea P2*.



»Pri nobenem vzorcu ni bila po 24-urni izpostavitvi pri 36 °C opažena hemoliza.«

»Rezultati [...] kažejo, da curea P1 in curea P2 absorbirata kri v razmerju 1:1.«

Pojasnilo:

- Kri je popolnoma vezana.
- Gosti delci krvi se zadržijo na celuloznih vlaknih.
- Plazma se absorbira v natrijev poliakrilat.